

Filtek™ Supreme XT Restaurador Universal

Estética espléndida. Fuerza comprobada.



Filtek™

- Sistema optimizado de selección de color que facilita el logro de una espléndida belleza.
- Nanotecnología exclusiva de 3M ESPE.
- Desgaste equivalente al del esmalte.
- Manipulación y fluidez excepcionales.
- Fácil obtención de un pulido excelente y retención del pulido.
- ¡Nuevo! El tono **traslúcido transparente** añade profundidad, para restauraciones más luminosas con la técnica multi-tonos.
- Disponible en 45 tonos y 4 opacidades.

Con las mismas propiedades físicas altamente apreciadas y el excelente desempeño clínico de la nanoresina original, 3M ESPE presenta ahora el Restaurador Universal Filtek™ Supreme XT, con un nuevo sistema de selección de color optimizado que iguala con mayor precisión el color natural del diente.

Los odontólogos han disfrutado de nuestro rango de tonos y opacidades durante muchos años. Ahora, después de dos años de intenso trabajo con especialistas en Europa y Estados Unidos, hemos mejorado nuestros tonos para la obtención de excelentes resultados estéticos con mayor facilidad, manteniendo al mismo tiempo los beneficios que ofrece nuestra nanotecnología patentada.



El Dr. Grant Chyz aplicó los tonos originales de Filtek™ Supreme y los tonos optimizados del Filtek™ Supreme XT en una tableta del colorímetro VitaPan®. Nótese las mejoras, especialmente en las áreas sin respaldo del diente del colorímetro. Esto significa resultados superiores en restauraciones Clase III y IV, en las que la estética es fundamental.

Las ventajas:


- Mayor facilidad en la igualación del tono natural del diente.
- Restauraciones prácticamente indetectables: los tonos mejorados se combinan fácilmente y ofrecen un efecto camaleónico excepcional.
- Consistencia definida por odontólogos: altamente modelable para restablecer la forma y función natural del diente. No se escurre. No es pegajosa.
- Tres años de precedentes clínicos respaldan la confianza de su aplicación tanto en restauraciones **anteriores** como en **posteriores**.



El Dr. Claus-Peter Ernst empleó la técnica de un solo tono (opacidad cuerpo) y de varios tonos para restaurar con Filtek™ Supreme XT el severo trauma sufrido por el paciente. Nótese la idoneidad de esta combinación de técnicas incluso en el caso de restauraciones grandes.

Los datos obtenidos confirman que el Restaurador Universal Filtek™ Supreme XT se desgasta igual que el esmalte.

En estudios de 6 y 12 meses se comparó el desgaste de los contactos oclusales del Restaurador Universal Filtek Supreme XT, del Restaurador Universal Z100™ de 3M ESPE y el esmalte. Los resultados demuestran que la pérdida ocluso-vertical y volumétrica fue equivalente para todos los materiales durante cada visita de seguimiento.



Información para pedidos

Número de catálogo	Información del Producto
3910P	Estuche profesional – Jeringas 12 jeringas de 4 gr., 1 jeringa de cada uno de los siguientes 12 tonos: A2B, A3B, A3.5B, A3D, A4D, A1E, A2E, A3E, B3D, B2E, D2E, YT; 1 Guía de Selección de Tonos; Guías Técnicas.
3910TP	Estuche de introducción – Jeringas 3 jeringas de 4 gr.; 1 jeringa de cada uno de los siguientes 3 tonos: A1B, A2B, A3B; Instrucciones.
3910S	Estuche de introducción – Jeringas 5 jeringas de 4 gr.; 1 jeringa de cada uno de los siguientes 5 tonos: A1B, A2B, A3B, A3D, A2E; 1 Guía de Selección de Tonos; 40 aplicadores unidos del adhesivo autograbadador Adper™ Prompt™ L-Pop™ de 3M ESPE.

Tonos de cuerpo

- A1B
- A2B
- A3B
- A3.5B
- A4B
- B1B
- B2B
- B3B
- C1B
- C2B
- C3B
- D2B
- Blanco
- Extra Blanco

Jeringa

- 3910A1B
- 3910A2B
- 3910A3B
- 3910A3.5B
- 3910A4B
- 3910B1B
- 3910B2B
- 3910B3B
- 3910C1B
- 3910C2B
- 3910C3B
- 3910D2B
- 3910WB
- 3910XWB

Cápsula

- 3911A1B
- 3911A2B
- 3911A3B
- 3911A3.5B
- 3911A4B
- 3911B1B
- 3911B2B
- 3911B3B
- 3911C1B
- 3911C2B
- 3911C3B
- 3911D2B
- 3911WB
- 3911XWB

Tonos de Dentina

- A1D
- A2D
- A3D
- A4D
- A6D
- B3D
- C4D
- C6D
- Blanco
- Extra Blanco

Jeringa

- 3910A1D
- 3910A2D
- 3910A3D
- 3910A4D
- 3910A6D
- 3910B3D
- 3910C4D
- 3910C6D
- 3910WD
- 3910XWD

Cápsula

- 3911A1D
- 3911A2D
- 3911A3D
- 3911A4D
- 3911A6D
- 3911B3D
- 3911C4D
- 3911C6D
- 3911WD
- 3911XWD

Tonos de Esmalte

- A1E
- A2E
- A3E
- B1E
- B2E
- D2E
- Blanco

Jeringa

- 3910A1E
- 3910A2E
- 3910A3E
- 3910B1E
- 3910B2E
- 3910D2E
- 3910WE

Cápsula

- 3911A1E
- 3911A2E
- 3911A3E
- 3911B1E
- 3911B2E
- 3911D2E
- 3911WE

Tonos traslúcidos

- Gris
- Amarillo
- Violeta

Jeringa

- 3910GT
- 3910VT
- 3910YT
- 3910CT

NUEVO Transparente 3910CT

¡Actualizada!


Guía de Selección de Tonos de 3M ESPE

Este sistema fácil de usar simplifica el proceso de crear restauraciones de apariencia natural.



Dental Products

3M Center
Building 275-2SE-03
St. Paul, MN 55144-1000
EUA
1-800-634-2249



© 3M 2005. Todos los derechos reservados.
Hecho en EUA.

VitaPan es una marca registrada de VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG.

3M, ESPE, Filtek, Adper, Prompt y L-Pop son marcas registradas de 3M o de 3M ESPE AG.